

INDIKATOR GmbH · Wilhelm-Muthmann-Str. 15 · 42329 Wuppertal

NANODIS GmbH & Co KG
Lutz Redecker
Gewerbegebiet am Betonwerk 35-37
18356 Barth

Analysenbericht

25. April 2023

Bericht: 23-02197-1

Beschreibung der Probe: AG 50 ppm/


Analysenverfahren: SingleParticle ICP/MS

Ergebnis: Gesamtgehalt an Ag in mg/l: 2

Anteil Partikel bis 100 nm: 94 %

Partikelverteilung 17 bis 500 nm

Mittelwert der Partikelgröße: 59 nm



(Achim Schmottlach)

Anmerkung:

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf das angelieferte Material. Bei Veröffentlichung muss dieser Analysebericht vollständig veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung könnte den Inhalt des Analyseberichtes verfälschen und bedarf der schriftlichen Genehmigung.

INDIKATOR GmbH
Wilhelm-Muthmann-Str. 15
42329 Wuppertal
GERMANY

Telefon
+49 (0) 202 - 2641085
E-Mail
info@indikator-labor.de

Geschäftsführer
Martin Duve
Janek Jungkeit

Handelsregister
AG Wuppertal HRB 7721

Bankverbindung
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN DE37 3305 0000 0000 4652 11
BIC WUPSDE33XXX

DAkks
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL 19824-01 00
Akkreditiert DIN EN ISO/IEC 17025

Zitate des Herstellers/Vertreibers

„Kolloidales Silber 50 ppm“

Hergestellt mit Protonenresonanz

„Unser Ionic Silber wird mit einem neuartigen Verfahren hergestellt, das für höchste Qualität sorgt: Der **Protonenresonanz**. Im Gegensatz zum klassischen Verfahren der Elektrolyse wird hier das Ausgangsmaterial Silber so in Vibration versetzt, dass es zu kleinsten Teilchen zerfällt.“

Die Silberteilchen sind sehr **sehr klein**. Dadurch ist die "innere Oberfläche" und damit die Wirkfläche sehr groß. Sehr kleine Silberteilchen bedeuten also eine bessere Wirkung bei gleicher ppm-Konzentration. Von Elektrosmog und Magnetfeldern fernhalten.

Unser kolloidales Silber ist extrem rein: nur destilliertes Wasser und Silber mit einer **Reinheit von 99,99%**. Das ist wichtig, denn andere Teilchen würden sich mit den wertvollen Silber-Ionen verbinden und diese unnütz machen. Es hat einen hohen Ionen-Anteil.

Unser Kolloidales Silber ist **lange haltbar**. Es bewahrt seine volle Wirksamkeit verschlossen mindestens 6 Monate, geöffnet und dunkel aufbewahrt 3 Monate.“